

## ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ผ้าพันแผลสามเหลี่ยมสำหรับการปฐมพยาบาล


- วัสดุ : ผ้าพันแผลสามเหลี่ยมทำจากผ้าฝ้ายคุณภาพสูง น้ำหนักเบา และระบายอากาศได้ดี
- ขนาด : ผ้าพันแผลวัดได้ประมาณ 96 x 96 x 136 ซม. ให้การปกปิดและความยืดหยุ่นที่เพียงพอในการปฐมพยาบาล
- รูปร่าง : ผ้าพันแผลออกแบบเป็นรูปสามเหลี่ยม ทำให้ใช้งานได้หลากหลายและพันรอบส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ง่าย
- สี : ผ้าพันแผลมาในสีขาวมาตรฐานเพื่อให้มองเห็นได้ง่ายและสะอาด
- บรรจุภัณฑ์ : ผ้าพันแผลแต่ละชิ้นบรรจุแยกกันในถุงปิดผนึกปลอดเชื้อเพื่อให้แน่ใจว่าจัดเก็บอย่างถูกสุขลักษณะและหยิบใช้ได้ง่าย

## คุณสมบัติหลักของผ้าพันแผลสามเหลี่ยม

1. ผ้าพันแผลสามเหลี่ยมออกแบบมาให้ใช้ซ้ำได้ เนื่องจากสามารถล้างและฆ่าเชื้อได้ง่ายหลังใช้งาน
2. สามารถพับและนำไปใช้ได้หลากหลายวิธีเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
3. โดยทั่วไปจะใช้ผ้าพันแผลสามเหลี่ยมเพื่อให้การประคอง หรือรัดไม่ให้เคลื่อนไหวสำหรับกระดูกเจ็บ เช่น เคล็ดขัดยอก กระดูกหัก หรือข้อเคลื่อน
4. ผ้าพันแผลสามเหลี่ยม สามารถใช้เป็นผ้าคล้องแขนเพื่อรองรับ และทำให้แขนที่บาดเจ็บลดการเคลื่อนไหว
5. ผ้าพันแผลสามเหลี่ยมเหมาะสำหรับใช้เป็นวัสดุปิดแผล เนื่องจากเป็นผ้าสะอาด ปราศจากเชื้อ
6. ในกรณีฉุกเฉิน สามารถใช้ผ้าพันแผลสามเหลี่ยมเป็นสายรัดชั่วคราวเพื่อควบคุมเลือดออกอย่างรุนแรงจากปลายแขน
7. ผ้าพันแผลสามเหลี่ยมสามารถใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อสร้างฝือก ยึดฝือกให้เข้าที่ หรือปรับปรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ

## คำแนะนำการใช้ผ้าพันแผลสามเหลี่ยมสำหรับการปฐมพยาบาล

1. การใช้ผ้าสามเหลี่ยมคล้องแขน (Arm Sling) จะช่วยจำกัดการเคลื่อนไหวของแขนและข้อมือที่บาดเจ็บให้อยู่นิ่ง เริ่มต้นโดยวางผ้าสามเหลี่ยมให้มุมยอดของผ้าอยู่ใต้ข้อศอกข้างที่บาดเจ็บ งอข้อศอกให้นิ้วมือน้อยกว่าระดับข้อศอกเล็กน้อย จากนั้นให้จับชายผ้าด้านล่างตลบกลับขึ้นข้างบนไปให้หลังข้างเดียวกับข้อศอกข้างที่บาดเจ็บ แล้วผูกชายผ้าทั้งสองให้เป็นเงื่อนหรือใช้เข็มกลัดด้านหลังข้อศอก เก็บมุมยอดของผ้าที่ข้อศอกให้เรียบร้อย



2. การใช้ผ้าสามเหลี่ยมพันศีรษะจะช่วยยึดผ้าทำแผลที่ศีรษะให้อยู่กับที่ได้แม้ว่าจะไม่มีแรงกดพอที่จะห้ามเลือดได้ เริ่มต้นโดยการพับฐานของผ้าสามเหลี่ยมให้กว้างประมาณ 2 นิ้ว วางผ้าสามเหลี่ยมทาบลงบริเวณหน้าผากให้ส่วนพับอยู่ด้านนอก มุมยอดของผ้าสามเหลี่ยมจะอยู่ด้านหลังศีรษะ แล้วจับชายผ้าทั้งสองไขว้กันอ้อมท้ายทอยผูกเงื่อนพริกดเหนือหน้าผาก แล้วเก็บชายผ้าส่วนมุมยอดให้เรียบร้อย



3. การใช้ผ้าสามเหลี่ยมพันใบหน้า จะช่วยยึดขารากรงหรือบาดเจ็บบริเวณคาง เริ่มต้นโดยการพับผ้าสามเหลี่ยมให้มีลักษณะ คล้ายผ้าพันแผลแบบม้วน มีความกว้างประมาณ 2-3 นิ้ว แล้ววางฟารองใต้คางทาบลงบนส่วนที่บาดเจ็บ ผูกไขว้กันบริเวณขมับด้านตรงข้ามส่วนที่เจ็บ อ้อมผ้ามาผูกเงื่อนพริกดบริเวณขมับเหนือใบหู



4. การใช้ผ้าสามเหลี่ยมพันข้อศอกและเข่า จะช่วยยึดหรือปิดบาดแผลที่บริเวณข้อศอกและเข่าจากการณีต่างๆ เริ่มต้นโดยการพับผ้าสามเหลี่ยมให้มีลักษณะ คล้ายผ้าพันแผลแบบม้วน มีความกว้างประมาณ 2-3 นิ้ว แล้ววางผ้าทาบบริเวณข้อศอกหรือเข่า ส่วนบริเวณที่บาดเจ็บ จับปลายผ้าพันไขว้กัน แล้วผูกยึดด้วยเงื่อนพริกดบริเวณด้านตรงข้ามส่วนที่บาดเจ็บ

